



Tel: 1-909-868-1800  
 Fax: 1-909-868-1898  
 www.zenithlabo.com  
 Email: ventas@zenithlabo.com  
 1979 W Holt Ave, Pomona, CA 91768

## CENTRIFUGA LC-04C

- Fuerte caja de plástico con tapa metálica
- Con motor alto y sin escobillas, y pantalla LED para la visualización de velocidad y tiempo
- Sobre la velocidad y el desequilibrio de alarma
- Con cerradura de la puerta mecánica y el interruptor de seguridad
- Visualización del código de error, acelerar y ajuste hacia abajo
- Para el análisis cualitativo de suero de sangre y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos



MODEL	LC-04C
Max RPM	4000 RPM. Stepless speed adjustment, LED display speed & time
MAX RCF	2325xg
TIME	0-30 min
Rotor Capacity	20mlx12 (standard)
Voltage	110V 60Hz/ 220V 50Hz
Dimensions (mm)	280x310x265, 11.02x12.2x10.43pulgada
Weight	9 kg/20lb

Modelo	Número de pedido	Capacidad del rotor	MAX RCF
LC-04C	A042012(standard)	20mlx12	2325xg
	A042006	20mlx6	1790xg
	A042008	20mlx8	2325xg
	A041518	15mlx18	2325xg
	A041012	10mlx12	2325xg
	A040512	5ml tubo eppendorf x12	1790xg